

La temperatura ambiente habitualmente superior a 27 °C/80 °F puede reducir la vida útil. Consulte el exterior del empaque para ver la fecha de vencimiento.

- No exponga los materiales restauradores a temperaturas elevadas o a la luz intensa.
- No almacene los materiales cerca de productos que contengan eugenol.
- Después del uso de una jeringa con funda, retire ambas tomando el centro de la punta dispensadora a través de dicha funda; gire y extráigalas. **Deseche la punta y la funda de la jeringa usadas en el sistema de desecho apropiado, reemplácelas con la tapa de almacenamiento de la jeringa.**

Manejo después del uso

- Use guantes desechables nuevos y sin usar durante todas las aplicaciones clínicas de la jeringa para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Coloque la punta desechable en la jeringa y coloque la funda protectora sobre la jeringa. Utilice la punta para perforar el extremo de la funda protectora.
- Evite el contacto entre las partes reutilizables (p. ej., el cuerpo de la jeringa) y la boca del paciente.
- Después de utilizar la jeringa en la funda protectora, retire la funda con cuidado para que no se contamine la jeringa de la superficie exterior de la funda protectora.
- Deseche la funda protectora usada junto con la punta de la jeringa y coloque la tapa de almacenamiento.
- Limpie la jeringa con una toallita desinfectante lista para usar (p. ej., ingrediente activo de alcohol y amoníaco cuaternario). Limpie durante el tiempo de contacto que se recomienda en la etiqueta de la toallita.
- Observe siempre todas las normas legales y de higiene vigentes para consultorios dentales u hospitales durante el uso y el procesamiento del dispositivo.
- Las cápsulas son para un solo uso. Deseche adecuadamente las cápsulas usadas o contaminadas para evitar riesgos para la salud debido a una manipulación incorrecta.
- Consulte las Instrucciones de uso del Dispensador de materiales restauradores Filtek™ de 3M™ para conocer las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización.

Nota: Si a simple vista la jeringa parece estar sucia, es decir, si hay contaminación accidental con sangre o saliva, deséchela de inmediato. No coloque la jeringa en un baño de desinfección o en un dispositivo de limpieza y desinfección (lavadora-desinfectadora).

Ingredientes

Cerámica tratada con silano, dimetacrilato sustituido, dimetacrilato de éter diglicidílico del bisfenol A, sílice tratada con silano, dimetacrilato de trietilenglicol, fluoruro de iterbio, polímero de policaprolactona reaccionada, hexafluorofosfato de difenilodonio

Hoja de datos de seguridad y desecho

- Hoja de datos de seguridad (disponible en www.3M.com)
- Consulte la Hoja de datos de seguridad para obtener información sobre el desecho del material o para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales o regionales.
- Preste especial atención al desecho de residuos contaminados para evitar riesgos para la salud debido a un manejo incorrecto.

Información para el cliente




- Informe a 3M y a la autoridad local competente sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo.
- Ninguna persona está autorizada a facilitar ningún tipo de información que en algún modo difiera de la información suministrada en esta hoja de instrucciones.

Garantía










3M garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y en la fabricación al momento de su compra. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. El usuario tiene la responsabilidad de usar correctamente el producto para cada aplicación. Si este producto presenta defectos dentro del período de garantía, su único recurso legal y la única obligación de 3M serán la reparación o el reemplazo del producto 3M.

Limitación de responsabilidad

Salvo en los casos en los que la ley lo prohíba, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño ocasionados por este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente del argumento presentado, incluidos los de garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

| | | |
|--|---|---|
| Poliétileno de elevada densidad |  | Indica que el envase del producto está hecho de polietileno de alta densidad. Diario Oficial de la Unión Europea; decisión de la Comisión (97/129/CE) |
| Poliétileno de baja densidad |  | Indica que el envase del producto está hecho de polietileno de baja densidad. Diario Oficial de la Unión Europea; decisión de la Comisión (97/129/CE) |
| Consulte el manual/ folleto de instrucciones |  | Significa que debe leer el manual/folleto de instrucciones. ISO 7010-MQ02 |

Para obtener más información, visite HCBGRegulatory.3M.com

| Glosario de símbolos | | |
|----------------------------------|---|---|
| Título del símbolo | Símbolo | Descripción y referencia |
| Fabricante |  | Indica el fabricante del producto sanitario. Fuente: ISO 15223, 5.1.1 |
| Fecha de fabricación |  | Indica la fecha en la cual se fabricó el dispositivo médico. ISO 15223, 5.1.3 |
| Fecha de caducidad |  | Indica la fecha tras la cual no debe usarse el dispositivo médico. ISO 15223, 5.1.4 |
| Código de lote |  | Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote. Fuente: ISO 15223, 5.1.5 |
| Número de referencia |  | Indica el número de referencia del fabricante de modo que pueda identificarse el producto sanitario. Fuente: ISO 15223, 5.1.6 |
| Límite de temperatura |  | Indica los límites de temperatura entre los cuales puede exponerse el dispositivo médico de forma segura. ISO 15223, 5.3.7 |
| Identificador único del producto |  | Indica un transportador que contiene información sobre el identificador único del producto. Fuente: ISO 15223, 5.7.10. |
| Rx solo |  | Indica que las leyes federales estadounidenses restringen la venta o uso de este dispositivo bajo prescripción de profesionales odontológicos. Título 21 del Código de Normas Federales (CFR) de Estados Unidos, sec. 801.109(b)(1) |
| Punto Verde |  | Indica una contribución financiera a la empresa nacional de recuperación de embalajes según la Directiva Europea N.º 94/62 y la ley nacional correspondiente. Packaging Recovery Organization Europe. |

VITAPAN® is not a registered trademark of 3M.
VITAPAN® is a registered trademark of VITA Zahnfabrik.

Patented. See 3M.com/patents

3M ESPE
Dental Products
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
3M.com

Issue Date: 2023-01

3M, ESPE, Filtek, Vitrebond and Sof-Lex are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. All other trademarks herein are the property of their respective owners. Used under license in Canada.

© 2023, 3M. All rights reserved.
3M, ESPE, Filtek, Vitrebond et Sof-Lex sont des marques de commerce de 3M ou 3M Deutschland GmbH. Toutes les autres marques mentionnées sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Utilisées sous licence au Canada.
© 2023, 3M. Tous droits réservés. 34-8728-2398-3-A