

Indication	Increment Depth	All halogens or LED lights (with output of 550-1000 mW/cm²)	LED lights (with output 1000-2000 mW/cm²)
Core Build-Up and Class II Direct Restorations	5 mm	20 sec occlusal, 20 sec buccal, 20 sec lingual	10 sec occlusal, 10 sec buccal, 10 sec lingual
All indications listed (except Core Build-Up) and deeper Class II Direct Restorations)	4 mm	40 sec	20 sec
Anterior or shallow Class I restorations	≤ 3 mm	20 sec	10 sec

**Note:** For Class II restorations, remove the matrix band prior to the buccal and lingual curing steps.

- Contouring:** Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, bur or stones. Contour proximal surfaces with 3M™ SoLx™ Finishing Strips.

- Adjust Occlusion:** Check occlusion with a thin articulating paper. Examine centric and lateral excursion contacts. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

- Finish and Polishing:** Polish with the 3M™ SoLx™ Finishing and Polishing System.

#### Indirect Procedure for Inlays, Onlays or Veneers

- Dental Operatory Procedure**
  - 1.1 Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek One Bulk Fill Restorative prior to isolation.
  - 1.2 Preparation: Prepare the tooth.
  - 1.3 Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by following the manufacturer’s instructions of the impressioning material chosen. An impressioning material, such as manufactured by 3M, may be used.

- Laboratory Procedure**
  - 2.1 Flour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time if a “triple tray” type of impression was used.
  - 2.2 Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base, then cast as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model on an adequate articulator.
  - 2.3 If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration. This is to be used as a working cast.
  - 2.4 Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time if one is required.
  - 2.5 Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the preparation, let it dry somewhat, and then add another thin layer.
  - 2.6 Add the first increment of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, and follow the cure recommendations described in the Direct Restoration section (Step 10).
  - 2.7 Place and cure additional increments of composite. Allow for the last increment (incisal) to include the contact areas.
  - 2.8 Place the die back into the articulated arch. Add the last increment of composite to the occlusal surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion with the uncured increment. Light cure for only ten seconds, then remove the die to prevent adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process following the cure times in the Direct Restoration section (Step 10).
  - 2.9 With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around the points of contact. Develop the incisal and ridges as per remaining occlusal anatomy.
  - 2.10 Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured restoration, until all of the restoration is recovered.

- 2.11 Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, and then polish as noted above in Direct Restorations steps 11-13.

#### Dental Operatory Procedure

- 3.1 Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.

- 3.2 Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath and rinse thoroughly, using water with soap and then re-cure.

- 3.3 Cementation: Cement the prosthesis using a 3M™ resin cement system.

#### Storage Conditions

1. This product is designed to be used at room temperature. If desired, the product may be warmed in a commercial warmer prior to use (no higher than 70°C/158°F, no longer than 1 hour); for capsules only.
2. The product is best stored at room temperature. If stored in cooler allow product to reach room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F may reduce shelf life. See outer package for expiration date.
3. Do not expose restorative materials to intense light.
4. Do not store materials in proximity to eugenol containing products.

#### Handling after Use

The multiple-use syringe is not intended for direct patient contact. Use clean gloves when handling the syringe. Directions for cleaning and low-level disinfection of the syringe are provided below.

#### Step 1 (Cleaning):

Use a Cav/Wipes™, or equivalent cleaning wipe, and wipe the entire surface of the device thoroughly for at least 30 seconds and until no visible soil remains on the device.

#### Step 2 (Disinfecting):

Use a new Cav/Wipes, or equivalent alcohol-quaternary ammonium disinfectant wipe, to disinfect the entire surface of the device by keeping wet for the contact time listed on the disinfectant label.

Refer to the separate restorative capsule dispenser instructions for reprocessing instructions.

#### Ingredients

Silane Treated Ceramic, Aromatic Urethane Dimethacrylate, Diurethane Dimethacrylate, Ytterbium Fluoride, Silane Treated Silica, 1,12-Dodecane Dimethycrylate, Silane Treated Zirconia, Water

#### SDS and Disposal

\*See the Safety Data Sheet (available at www.3M.com) for disposal and ingredient information.

\*See SDS for disposal information or to be disposed in accordance with the local or regional regulations.

- Please pay special attention to the disposal of contaminated waste to avoid health risks due to improper handling.

#### Customer Information

**Report a Safety Incident**
Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M or local regulatory authority.








\*No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

#### Warnings

3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Company’s sole obligation shall be repair or replacement of the 3M product.

#### Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Symbol Glossary		
Symbol Title	Symbol	Description and Reference
<b>Manufacturer</b>		Indicates the medical device manufacturer. Source: ISO 15223, 5.1.1
<b>Date of manufacture</b>		Indicates the date when the medical device was manufactured. Source: ISO 15223, 5.1.3
<b>Use-by date</b>		Indicates the date after which the medical device is not to be used. Source: ISO 15223, 5.1.4
<b>Batch code</b>		Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified. Source: ISO 15223, 5.1.5
<b>Catalogue number</b>		Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified. Source: ISO 15223, 5.1.6
<b>Temperature limit</b>		Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed. Source: ISO 15223, 5.3.7
<b>Do not re-use</b>		Indicates a medical device that is intended for one single use only. Source: ISO 15223, 5.4.2

#### Caution

Indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences. Source: ISO 15223, 5.4.4

#### Contains nano materials

Indicates a medical device that contains nano materials. Source: ISO 15223-1, 5.4.11.

#### Medical Device

Indicates the item is a medical device. Source: ISO 15223, 5.7.7

#### Unique device identifier

Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information. Source: ISO 15223, 5.7.10

#### Flammable

Product is classified as flammable. Source: Globally Harmonized Symbols for Classifying Hazardous Chemicals

#### Corrosive

Product is classified as corrosive. Source: Globally Harmonized Symbols for Classifying Hazardous Chemicals

#### Green Dot

Indicates a financial contribution to national packaging recovery company per European Directive No. 94/62/EEC concerning the national law. Packaging Recovery Organization Europe.

#### Non-recorrged fiber

Indicates cardboard material is recyclable. Official Journal of the EC, Commission Decision (97/129/EC)

For more information see, HCBGregulatory.3M.com
---

## ESPAÑOL

#### Descripción del producto

El Restaurador One Bulk Fill Restorative 3M™ es una resina restauradora activada por luz visible optimizada para crear restauraciones fáciles y rápidas. Este material proporciona una excelente resistencia y bajo desgaste para una mayor durabilidad y una mejora de la estética. El material se puede colocar y polimerizar hasta 5 mm de profundidad, gracias a un sistema de resina que libera tensiones y la optimización de sus propiedades ópticas. El Restaurador One Bulk Fill Filtek sirve para mejorar la línea 3M de materiales de restauración ya que mejora las propiedades estéticas de un material Bulk Fill para permitir un uso más amplio en restauraciones en piezas posteriores y anteriores. El Restaurador One Bulk Fill Filtek se ofrece en una variedad de tonos de color de dientes. Todos los tonos son radiopacos. Todos los relenos son una combinación de un relleno de sílice de 20 nanómetros (nm) no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4 a 11 nm no aglomerado/no agregado, un relleno compuesto de silicio/circonio agregado (compuesto de partículas de sílice de 20 nm de circonio de 4 a 11 nm) y un relleno de trifluoruro de iterbio compuesto de partículas de aglomerado de 100 nm. La carga de relleno inorgánica es aproximadamente del 76.5% por peso (58.5% por volumen). El Restaurador One Bulk Fill Filtek contiene AUDMA, AFM, diurethane-DMA y 1, 12-dodecano-DMA. El Restaurador One Bulk Fill Filtek se aplica al diente luego del uso del adhesivo dental a base de metacrilato, tal como el fabricante por 3M, que fija de forma permanente la restauración a la estructura del diente. El producto One Bulk Fill Filtek está empaquetado en cápsulas y seringas monodosis.

**Información general**
El Restaurador One Bulk Fill Filtek 3M Fil cumple con la norma ISO 4049: Material restaurador dental a base de polímeros clasificado como material de Tipo 1 y Clase 2. También cumple con la norma ISO 6874: Sellador de fosetas



<b>Dispositivo médico</b>	<b>MD</b>	Indica que o artigo é um dispositivo médico. Fonte: ISO 15223, 5.7.7
<b>Identificador exclusivo do dispositivo</b>	<b>UDI</b>	Indica uma operadora que apresenta informações do Identificador exclusivo do dispositivo. Fonte: ISO 15223, 5.7.10
<b>Inflamável</b>		O produto é classificado como inflamável. Fonte: Símbolos harmonizados globalmente para classificar químicos perigosos
<b>Corrosivo</b>		O produto é classificado como corrosivo. Fonte: Símbolos harmonizados globalmente para classificar químicos perigosos
<b>Logística Reversa</b>		Indica uma contribuição financeira para a empresa nacional de recuperação de embalagens, em conformidade com a Diretiva Europeia N.º 94/62 e a respetiva legislação nacional. Packaging Recovery Organization Europe.
<b>Caixa de papelão não ondulado</b>		Indica que o material derivado do papelão é reciclável. Jornal Oficial da União Europeia: Decisão do Conselho (93/129/EC)
Para obter mais informações, visite HCBRegulatory.3M.com		

☞ 한국어 제품 설명

3M Filtek™ One Bulk Fill Restorative는 수복물을 쉽게 빠르게 성형하는 데 최적화된 것이 광선 경화형 수복재 혼합물입니다. 이 재료는 탁월한 강도와 낮은 마모성으로 내구성과 개선된 미관을 제공합니다. 또한 이 재료는 골격 완화 레진 시스템과 최적화된 광학적 속성을 통해 5mm 깊이의 비색에서 충분한 투과성을 얻을 수 있습니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 구치부용 및 전치부용 널리 사용되는 인두목 벌크 충전제의 심미적 속성을 개선하여 3M 수복재 라인업을 강화합니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 다양한 치아 색상 색조로 제공됩니다. 20색 색조는 방산선 불투명도와 같은 불투명도 3.1mm 깊이에 20mm 지르코나 충전제와 비용침형/비침형형 4~11mm 지르코나 충전제, 용침형 지르코나/실리카 클러스터 충전제(20mm 실리카와 4~11mm 지르코나 입자로 구성) 및 용침형 100mm 입자로 구성된 이터븀 복합체를 충전제의 혼합물입니다. 무인 충전제는 약 75% 불투명도 약 76.5% 부피로 58.5%입니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 AADMA, AFM, diurethane-DMA 및 1, 12-dodecane-DMA가 함유되어 있습니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 3M에서 제조한 치과 같은 재료와 유사한 기판과 피복 접착제 이후에 치아에 사용됩니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 일회용 캡슐과 주사기에 포장되어 있습니다.

**일반 정보**
3M Filtek One Bulk Fill Restorative는 ISO 4049를 준수합니다. 폴리머 기반 치과 수복 재료는 유형 1 및 클래스 2 재료로 분류됩니다. 이 재료는 또한 ISO 6874를 준수합니다. Class 2 Light Cure Put Filssure Sealant. 20색 색조는 방산선 불투명도와 같은 불투명도 3.1mm 깊이에 20mm 지르코나 충전제와 비용침형/비침형형 4~11mm 지르코나 충전제, 용침형 지르코나/실리카 클러스터 충전제(20mm 실리카와 4~11mm 지르코나 입자로 구성) 및 용침형 100mm 입자로 구성된 이터븀 복합체를 충전제의 혼합물입니다. 무인 충전제는 약 75% 불투명도 약 76.5% 부피로 58.5%입니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 AADMA, AFM, diurethane-DMA 및 1, 12-dodecane-DMA가 함유되어 있습니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 3M에서 제조한 치과 같은 재료와 유사한 기판과 피복 접착제 이후에 치아에 사용됩니다. Filtek One Bulk Fill Restorative는 일회용 캡슐과 주사기에 포장되어 있습니다.

**용도**
전방 및 후방 수복을 위한 치과용 복합 레진입니다.

**사용 지침**
Filtek One Bulk Fill Restorative는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

- 전치부 및 구치부의 직접 수복(교합면 포함)
- 직접 수복 시 베이스/라이너
- 코어 빌딩
- 스플리닝
- 인레이, 온레이 및 비니어를 포함하는 간접 수복재
- 유치 수복
- 구치 및 구수치의 확장 균열 봉합
- 구치 수복, 에나멜 및 임시 재료의 결함 보수
- 급기 사항
- 임윤
- 대수 사용자
- 대수 사용자 치과 전문가에: 치과용 제품 사용에 대한 이론 및 실용적 지식을 갖춘 일반 치과사, 치과주사사/치과위생사

**대상 환자**
장기에 대한 알레르기가 있는 모든 환자의 상태에 관계없이 사용하지 못하는 한 대상 환자 집단은 이 치과 치료가 진행되는 어린이, 청소년 및 성인이 포함됩니다.

**임상적 적합성**
구강 심미 및 기능 회복.
언강 조직 및 거결

**환자의 경우**

본 제품은 사람이 대피 피부 접촉 시 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질임을 함유하고 있습니다. 이물질 민감 알레르기 있는 환자에게 이 제품을 사용하지 마십시오. 구강 건조증이 오랫동안 지속된 경우, 물로 충분히 헹구십시오. 알레르기 반응이 있어 의사와 상담하십시오. 필로모 경구 제품용 제거용 약 후유 이 제품 사용을 중지하십시오.

**치과의 의사와의 경우**
제품은 데시서 사용 후 습니다(주사기는 데시서 마시십시오).

본 제품은 사람이 대피 피부 접촉 시 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질을 함유하고 있습니다. 알레르기 반응의 위험을 줄이려면 이러한 물질에 노출되지 않도록 주의하십시오. 또한, 중합되지 않은 제품 이물질이 없도록하십시오. 피복재 흡착을 경시 비와 같은 것이 흡수됩니다. 야수질은 인공적으로 사용되는 장갑을 착용하지 않습니다. 제품이 장갑에 닿으면 장갑을 벗고 폐기하고 즉시 비누와 물로 손을 씻고, 세 살균용 손소독제를 사용하여 손이 완전히 건조됩니다. 참고: 필요한 경우 에나멜 에칭 및 적착제 도포 단계 이후에 매트릭스를 적용해도 됩니다.

**사용 지침**
준비

- 치아 세척: 치아를 페리옥시 젤 또는 표연의 오염물을 제거합니다.
- 색조 선택: 치아를 방화하고 컬러 표연 VITAPAN® 레진 색조 가이드를 이용하여 Filtek One Bulk Fill Restorative의 적절한 색조를 선택하십시오.
- 분리: 치아 방출은 러버랩 방법입니다. 습과 흡인기를 사용할 수도 있습니다.

**사용법**
직접 수복

**4.1. 용도 형성:**
4.1.1 전치부 수복: 모든 Class III, IV 및 V 수복용으로 전통적인 자동 형성법을 사용하십시오.

4.2 구치부 수복:
4.2.1 용도 형성:
4.2.1.1 용도 형성:
4.2.1.2 용도 형성:
4.2.1.3 용도 형성:
4.2.1.4 용도 형성:
4.2.1.5 용도 형성:
4.2.1.6 용도 형성:
4.2.1.7 용도 형성:
4.2.1.8 용도 형성:
4.2.1.9 용도 형성:
4.2.1.10 용도 형성:
4.2.1.11 용도 형성:
4.2.1.12 용도 형성:
4.2.1.13 용도 형성:
4.2.1.14 용도 형성:
4.2.1.15 용도 형성:
4.2.1.16 용도 형성:
4.2.1.17 용도 형성:
4.2.1.18 용도 형성:
4.2.1.19 용도 형성:
4.2.1.20 용도 형성:
4.2.1.21 용도 형성:
4.2.1.22 용도 형성:
4.2.1.23 용도 형성:
4.2.1.24 용도 형성:
4.2.1.25 용도 형성:
4.2.1.26 용도 형성:
4.2.1.27 용도 형성:
4.2.1.28 용도 형성:
4.2.1.29 용도 형성:
4.2.1.30 용도 형성:
4.2.1.31 용도 형성:
4.2.1.32 용도 형성:
4.2.1.33 용도 형성:
4.2.1.34 용도 형성:
4.2.1.35 용도 형성:
4.2.1.36 용도 형성:
4.2.1.37 용도 형성:
4.2.1.38 용도 형성:
4.2.1.39 용도 형성:
4.2.1.40 용도 형성:
4.2.1.41 용도 형성:
4.2.1.42 용도 형성:
4.2.1.43 용도 형성:
4.2.1.44 용도 형성:
4.2.1.45 용도 형성:
4.2.1.46 용도 형성:
4.2.1.47 용도 형성:
4.2.1.48 용도 형성:
4.2.1.49 용도 형성:
4.2.1.50 용도 형성:
4.2.1.51 용도 형성:
4.2.1.52 용도 형성:
4.2.1.53 용도 형성:
4.2.1.54 용도 형성:
4.2.1.55 용도 형성:
4.2.1.56 용도 형성:
4.2.1.57 용도 형성:
4.2.1.58 용도 형성:
4.2.1.59 용도 형성:
4.2.1.60 용도 형성:
4.2.1.61 용도 형성:
4.2.1.62 용도 형성:
4.2.1.63 용도 형성:
4.2.1.64 용도 형성:
4.2.1.65 용도 형성:
4.2.1.66 용도 형성:
4.2.1.67 용도 형성:
4.2.1.68 용도 형성:
4.2.1.69 용도 형성:
4.2.1.70 용도 형성:
4.2.1.71 용도 형성:
4.2.1.72 용도 형성:
4.2.1.73 용도 형성:
4.2.1.74 용도 형성:
4.2.1.75 용도 형성:
4.2.1.76 용도 형성:
4.2.1.77 용도 형성:
4.2.1.78 용도 형성:
4.2.1.79 용도 형성:
4.2.1.80 용도 형성:
4.2.1.81 용도 형성:
4.2.1.82 용도 형성:
4.2.1.83 용도 형성:
4.2.1.84 용도 형성:
4.2.1.85 용도 형성:
4.2.1.86 용도 형성:
4.2.1.87 용도 형성:
4.2.1.88 용도 형성:
4.2.1.89 용도 형성:
4.2.1.90 용도 형성:
4.2.1.91 용도 형성:
4.2.1.92 용도 형성:
4.2.1.93 용도 형성:
4.2.1.94 용도 형성:
4.2.1.95 용도 형성:
4.2.1.96 용도 형성:
4.2.1.97 용도 형성:
4.2.1.98 용도 형성:
4.2.1.99 용도 형성:
4.2.2 구치부 수복:
4.2.2.1 용도 형성:
4.2.2.2 용도 형성:
4.2.2.3 용도 형성:
4.2.2.4 용도 형성:
4.2.2.5 용도 형성:
4.2.2.6 용도 형성:
4.2.2.7 용도 형성:
4.2.2.8 용도 형성:
4.2.2.9 용도 형성:
4.2.2.10 용도 형성:
4.2.2.11 용도 형성:
4.2.2.12 용도 형성:
4.2.2.13 용도 형성:
4.2.2.14 용도 형성:
4.2.2.15 용도 형성:
4.2.2.16 용도 형성:
4.2.2.17 용도 형성:
4.2.2.18 용도 형성:
4.2.2.19 용도 형성:
4.2.2.20 용도 형성:
4.2.2.21 용도 형성:
4.2.2.22 용도 형성:
4.2.2.23 용도 형성:
4.2.2.24 용도 형성:
4.2.2.25 용도 형성:
4.2.2.26 용도 형성:
4.2.2.27 용도 형성:
4.2.2.28 용도 형성:
4.2.2.29 용도 형성:
4.2.2.30 용도 형성:
4.2.2.31 용도 형성:
4.2.2.32 용도 형성:
4.2.2.33 용도 형성:
4.2.2.34 용도 형성:
4.2.2.35 용도 형성:
4.2.2.36 용도 형성:
4.2.2.37 용도 형성:
4.2.2.38 용도 형성:
4.2.2.39 용도 형성:
4.2.2.40 용도 형성:
4.2.2.41 용도 형성:
4.2.2.42 용도 형성:
4.2.2.43 용도 형성:
4.2.2.44 용도 형성:
4.2.2.45 용도 형성:
4.2.2.46 용도 형성:
4.2.2.47 용도 형성:
4.2.2.48 용도 형성:
4.2.2.49 용도 형성:
4.2.2.50 용도 형성:
4.2.2.51 용도 형성:
4.2.2.52 용도 형성:
4.2.2.53 용도 형성:
4.2.2.54 용도 형성:
4.2.2.55 용도 형성:
4.2.2.56 용도 형성:
4.2.2.57 용도 형성:
4.2.2.58 용도 형성:
4.2.2.59 용도 형성:
4.2.2.60 용도 형성:
4.2.2.61 용도 형성:
4.2.2.62 용도 형성:
4.2.2.63 용도 형성:
4.2.2.64 용도 형성:
4.2.2.65 용도 형성:
4.2.2.66 용도 형성:
4.2.2.67 용도 형성:
4.2.2.68 용도 형성:
4.2.2.69 용도 형성:
4.2.2.70 용도 형성:
4.2.2.71 용도 형성:
4.2.2.72 용도 형성:
4.2.2.73 용도 형성:
4.2.2.74 용도 형성:
4.2.2.75 용도 형성:
4.2.2.76 용도 형성:
4.2.2.77 용도 형성:
4.2.2.78 용도 형성:
4.2.2.79 용도 형성:
4.2.2.80 용도 형성:
4.2.2.81 용도 형성:
4.2.2.82 용도 형성:
4.2.2.83 용도 형성:
4.2.2.84 용도 형성:
4.2.2.85 용도 형성:
4.2.2.86 용도 형성:
4.2.2.87 용도 형성:
4.2.2.88 용도 형성:
4.2.2.89 용도 형성:
4.2.2.90 용도 형성:
4.2.2.91 용도 형성:
4.2.2.92 용도 형성:
4.2.2.93 용도 형성:
4.2.2.94 용도 형성:
4.2.2.95 용도 형성:
4.2.2.96 용도 형성:
4.2.2.97 용도 형성:
4.2.2.98 용도 형성:
4.2.2.99 용도 형성:
4.2.3 구치부 수복:
4.2.3.1 용도 형성:
4.2.3.2 용도 형성:
4.2.3.3 용도 형성:
4.2.3.4 용도 형성:
4.2.3.5 용도 형성:
4.2.3.6 용도 형성:
4.2.3.7 용도 형성:
4.2.3.8 용도 형성:
4.2.3.9 용도 형성:
4.2.3.10 용도 형성:
4.2.3.11 용도 형성:
4.2.3.12 용도 형성:
4.2.3.13 용도 형성:
4.2.3.14 용도 형성:
4.2.3.15 용도 형성:
4.2.3.16 용도 형성:
4.2.3.17 용도 형성:
4.2.3.18 용도 형성:
4.2.3.19 용도 형성:
4.2.3.20 용도 형성:
4.2.3.21 용도 형성:
4.2.3.22 용도 형성:
4.2.3.23 용도 형성:
4.2.3.24 용도 형성:
4.2.3.25 용도 형성:
4.2.3.26 용도 형성:
4.2.3.27 용도 형성:
4.2.3.28 용도 형성:
4.2.3.29 용도 형성:
4.2.3.30 용도 형성:
4.2.3.31 용도 형성:
4.2.3.32 용도 형성:
4.2.3.33 용도 형성:
4.2.3.34 용도 형성:
4.2.3.35 용도 형성:
4.2.3.36 용도 형성:
4.2.3.37 용도 형성:
4.2.3.38 용도 형성:
4.2.3.39 용도 형성:
4.2.3.40 용도 형성:
4.2.3.41 용도 형성:
4.2.3.42 용도 형성:
4.2.3.43 용도 형성:
4.2.3.44 용도 형성:
4.2.3.45 용도 형성:
4.2.3.46 용도 형성:
4.2.3.47 용도 형성:
4.2.3.48 용도 형성:
4.2.3.49 용도 형성:
4.2.3.50 용도 형성:
4.2.3.51 용도 형성:
4.2.3.52 용도 형성:
4.2.3.53 용도 형성:
4.2.3.54 용도 형성:
4.2.3.55 용도 형성:
4.2.3.56 용도 형성:
4.2.3.57 용도 형성:
4.2.3.58 용도 형성:
4.2.3.59 용도 형성:
4.2.3.60 용도 형성:
4.2.3.61 용도 형성:
4.2.3.62 용도 형성:
4.2.3.63 용도 형성:
4.2.3.64 용도 형성:
4.2.3.65 용도 형성:
4.2.3.66 용도 형성:
4.2.3.67 용도 형성:
4.2.3.68 용도 형성:
4.2.3.69 용도 형성:
4.2.3.70 용도 형성:
4.2.3.71 용도 형성:
4.2.3.72 용도 형성:
4.2.3.73 용도 형성:
4.2.3.74 용도 형성:
4.2.3.75 용도 형성:
4.2.3.76 용도 형성:
4.2.3.77 용도 형성:
4.2.3.78 용도 형성:
4.2.3.79 용도 형성:
4.2.3.80 용도 형성:
4.2.3.81 용도 형성:
4.2.3.82 용도 형성:
4.2.3.83 용도 형성:
4.2.3.84 용도 형성:
4.2.3.85 용도 형성:
4.2.3.86 용도 형성:
4.2.3.87 용도 형성:
4.2.3.88 용도 형성:
4.2.3.89 용도 형성:
4.2.3.90 용도 형성:
4.2.3.91 용도 형성:
4.2.3.92 용도 형성:
4.2.3.93 용도 형성:
4.2.3.94 용도 형성:
4.2.3.95 용도 형성:
4.2.3.96 용도 형성:
4.2.3.97 용도 형성:
4.2.3.98 용도 형성:
4.2.3.99 용도 형성:
4.2.4 구치부 수복:
4.2.4.1 용도 형성:
4.2.4.2 용도 형성:
4.2.4.3 용도 형성:
4.2.4.4 용도 형성:
4.2.4.5 용도 형성:
4.2.4.6 용도 형성:
4.2.4.7 용도 형성:
4.2.4.8 용도 형성:
4.2.4.9 용도 형성:
4.2.4.10 용도 형성:
4.2.4.11 용도 형성:
4.2.4.12 용도 형성:
4.2.4.13 용도 형성:
4.2.4.14 용도 형성:
4.2.4.15 용도 형성:
4.2.4.16 용도 형성:
4.2.4.17 용도 형성:
4.2.4.18 용도 형성:
4.2.4.19 용도 형성:
4.2.4.20 용도 형성:
4.2.4.21 용도 형성:
4.2.4.22 용도 형성:
4.2.4.23 용도 형성:
4.2.4.24 용도 형성:
4.2.4.25 용도 형성:
4.2.4.26 용도 형성:
4.2.4.27 용도 형성:
4.2.4.28 용도 형성:
4.2.4.29 용도 형성:
4.2.4.30 용도 형성:
4.2.4.31 용도 형성:
4.2.4.32 용도 형성:
4.2.4.33 용도 형성:
4.2.4.34 용도 형성:
4.2.4.35 용도 형성:
4.2.4.36 용도 형성:
4.2.4.37 용도 형성:
4.2.4.38 용도 형성:
4.2.4.39 용도 형성:
4.2.4.40 용도 형성:
4.2.4.41 용도 형성:
4.2.4.42 용도 형성:
4.2.4.43 용도 형성:
4.2.4.44 용도 형성:
4.2.4.45 용도 형성:
4.2.4.46 용도 형성:
4.2.4.47 용도 형성:
4.2.4.48 용도 형성:
4.2.4.49 용도 형성:
4.2.4.50 용도 형성:
4.2.4.51 용도 형성:
4.2.4.52 용도 형성:
4.2.4.53 용도 형성:
4.2.4.54 용도 형성:
4.2.4.55 용도 형성:
4.2.4.56 용도 형성:
4.2.4.57 용도 형성:
4.2.4.58 용도 형성:
4.2.4.59 용도 형성:
4.2.4.60 용도 형성:
4.2.4.61 용도 형성:
4.2.4.62 용도 형성:
4.2.4.63 용도 형성:
4.2.4.64 용도 형성:
4.2.4.65 용도 형성:
4.2.4.66 용도 형성:
4.2.4.67 용도 형성:
4.2.4.68 용도 형성:
4.2.4.69 용도 형성:
4.2.4.70 용도 형성:
4.2.4.71 용도 형성:
4.2.4.72 용도 형성:
4.2.4.73 용도 형성:
4.2.4.74 용도 형성:
4.2.4.75 용도 형성:
4.2.4.76 용도 형성:
4.2.4.77 용도 형성:
4.2.4.78 용도 형성:
4.2.4.79 용도 형성:
4.2.4.80 용도 형성:
4.2.4.81 용도 형성:
4.2.4.82 용도 형성:
4.2.4.83 용도 형성:
4.2.4.84 용도 형성:
4.2.4.85 용도 형성:
4.2.4.86 용도 형성:
4.2.4.87 용도 형성:
4.2.4.88 용도 형성:
4.2.4.89 용도 형성:
4.2.4.90 용도 형성:
4.2.4.91 용도 형성:
4.2.4.92 용도 형성:
4.2.4.93 용도 형성:
4.2.4.94 용도 형성:
4.2.4.95 용도 형성:
4.2.4.96 용도 형성:
4.2.4.97 용도 형성:
4.2.4.98 용도 형성:
4.2.4.99 용도 형성:
4.2.5 구치부 수복:
4.2.5.1 용도 형성:
4.2.5.2 용도 형성:
4.2.5.3 용도 형성:
4.2.5.4 용도 형성:
4.2.5.5 용도 형성:
4.2.5.6 용도 형성:
4.2.5.7 용도 형성:
4.2.5.8 용도 형성:
4.2.5.9 용도 형성:
4.2.5.10 용도 형성:
4.2.5.11 용도 형성:
4.2.5.12 용도 형성:
4.2.5.13 용도 형성:
4.2.5.14 용도 형성:
4.2.5.15 용도 형성:
4.2.5.16 용도 형성:
4.2.5.17 용도 형성:
4.2.5.18 용도 형성:
4.2.5.19 용도 형성:
4.2.5.20 용도 형성:
4.2.5.21 용도 형성:
4.2.5.22 용도 형성:
4.2.5.23 용도 형성:
4.2.5.24 용도 형성:
4.2.5.25 용도 형성:
4.2.5.26 용도 형성:
4.2.5.27 용도 형성:
4.2.5.28 용도 형성:
4.2.5.29 용도 형성:
4.2.5.30 용도 형성:
4.2.5.31 용도 형성:
4.2.5.32 용도 형성:
4.2.5.33 용도 형성:
4.2.5.34 용도 형성:
4.2.5.35 용도 형성:
4.2.5.36 용도 형성:
4.2.5.37 용도 형성:
4.2.5.38 용도 형성:
4.2.5.39 용도 형성:
4.2.5.40 용도 형성:
4.2.5.41 용도 형성:
4.2.5.42 용도 형성:
4.2.5.43 용도 형성:
4.2.5.44 용도 형성:
4.2.5.45 용도 형성:
4.2.5.46 용도 형성:
4.2.5.47 용도 형성:
4.2.5.48 용도 형성:
4.2.5.49 용도 형성:
4.2.5.50 용도 형성:
4.2.5.51 용도 형성:
4.2.5.52 용도 형성:
4.2.5.53 용도 형성:
4.2.5.54 용도 형성:
4.2.5.55 용도 형성:
4.2.5.56 용도 형성:
4.2.5.57 용도 형성:
4.2.5.58 용도 형성:
4.2.5.59 용도 형성:
4.2.5.60 용도 형성:
4.2.5.61 용도 형성:
4.2.5.62 용도 형성:
4.2.5.63 용도 형성:
4.2.5.64 용도 형성:
4.2.5.65 용도 형성:
4.2.5.66 용도 형성:
4.2.5.67 용도 형성:
4.2.5.68 용도 형성:
4.2.5.69 용도 형성:
4.2.5.70 용도 형성:
4.2.5.71 용도 형성:
4.2.5.72 용도 형성:
4.2.5.73 용도 형성:
4.2.5.74 용도 형성:
4.2.5.75 용도 형성:
4.2.5.76 용도 형성:
4.2.5.77 용도 형성:
4.2.5.78 용도 형성:
4.2.5.79 용도 형성:
4.2.5.80 용도 형성:
4.2.5.81 용도 형성:
4.2.5.82 용도 형성:
4.2.5.83 용도 형성:
4.2.5.84 용도 형성:
4.2.5.85 용도 형성:
4.2.5.86 용도 형성:
4.2.5.87 용도 형성:
4.2.5.88 용도 형성:
4.2.5.89 용도 형성:
4.2.5.90 용도 형성:
4.2.5.91 용도 형성:
4.2.5.92 용도 형성:
4.2.5.93 용도 형성:
4.2.5.94 용도 형성:
4.2.5.95 용도 형성:
4.2.5.96 용도 형성:
4.2.5.97 용도 형성:
4.2.5.98 용도 형성:
4.2.5.99 용도 형성:
4.2.6 구치부 수복:
4.2.6.1 용도 형성:
4.2.6.2 용도 형성:
4.2.6.3 용도 형성:
4.2.6.4 용도 형성:
4.2.6.5 용도 형성:
4.2.6.6 용도 형성:
4.2.6.7 용도 형성:
4.2.6.8 용도 형성:
4.2.6.9 용도 형성:
4.2.6.10 용도 형성:
4.2.6.11 용도 형성:
4.2.6.12 용도 형성:
4.2.6.13 용도 형성:
4.2.6.14 용도 형성:
4.2.6.15 용도 형성:
4.2.6.16 용도 형성:
4.2.6.17 용도 형성:
4.2.6.18 용도 형성:
4.2.6.19 용도 형성:
4.2.6.20 용도 형성:
4.2.6.21 용도 형성:
4.2.6.22 용도 형성:
4.2.6.23 용도 형성:
4.2.6.24 용도 형성:
4.2.6.25 용도 형성:
4.2.6.26 용도 형성:
4.2.6.27 용도 형성:
4.2.6.28 용도 형성:
4.2.6.29 용도 형성:
4.2.6.30 용도 형성:
4.2.6.31 용도 형성:
4.2.6.32 용도 형성:
4.2.6.33 용도 형성:
4.2.6.34 용도 형성:
4.2.6.35 용도 형성:
4.2.6.36 용도 형성:
4.2.6.37 용도 형성:
4.2.6.38 용도 형성:
4.2.6.39 용도 형성:
4.2.6.40 용도 형성:
4.2.6.41 용도 형성:
4.2.6.42 용도 형성:
4.2.6.43 용도 형성:
4.2.6.44 용도 형성:
4.2.6.45 용도 형성:
4.2.6.46 용도 형성:
4.2.6.47 용도 형성:
4.2.6.48 용도 형성:
4.2.6.49 용도 형성:
4.2.6.50 용도 형성:
4.2.6.51 용도 형성:
4.2.6.52 용도 형성:
4.2.6.53 용도 형성:
4.2.6.54 용도 형성:
4.2.6.55 용도 형성:
4.2.6.56 용도 형성:
4.2.6.57 용도 형성:
4.2.6.58 용도 형성:
4.2.6.59 용도 형성:
4.2.6.60 용도 형성:
4.2.6.61 용도 형성:
4.2.6.62 용도 형성:
4.2.6.63 용도 형성:
4.2.6.64 용도 형성:
4.2.6.65 용도 형성:
4.2.6.66 용도 형성:
4.2.6.67 용도 형성:
4.2.6.68 용도 형성:
4.2.6.69 용도 형성:
4.2.6.70 용도 형성:
4.2.6.71 용도 형성:
4.2.6.72 용도 형성:
4.2.6.73 용도 형성:
4.2.6.74 용도 형성:
4.2.6.75 용도 형성:
4.2.6.76 용도 형성:
4.2.6.77 용도 형성:
4.2.6.78 용도 형성:
4.2.6.79 용도 형성:
4.2.6.80 용도 형성:
4.2.6.81 용도 형성:
4.2.6.82 용도 형성:
4.2.6.83 용도 형성:
4.2.6.84 용도 형성:
4.2.6.85 용도 형성:
4.2.6.86 용도 형성:
4.2.6.87 용도 형성:
4.2.6.88 용도 형성:
4.2.6.89 용도 형성:
4.2.6.90 용도 형성:
4.2.6.91 용도 형성:
4.2.6.92 용도 형성:
4.2.6.93 용도 형성:
4.2.6.94 용도 형성:
4.2.6.95 용도 형성:
4.2.6.96 용도 형성:
4.2.6.97 용도 형성:
4.2.6.98 용도 형성:
4.2.6.99 용도 형성:
4.2.7 구치부 수복:
4.2.7.1 용도 형성:
4.2.7.2 용도 형성:
4.2.7.3 용도 형성:
4.2.7.4 용도 형성:
4.2.7.5 용도 형성:
4.2.7.6 용도 형성:
4.2.7.7 용도 형성:
4.2.7.8 용도 형성:
4.2.7.9 용도 형성:
4.2.7.10 용도 형성:
4.2.7.11 용도 형성:
4.2.7.12 용도 형성:
4.2.7.13 용도 형성:
4.2.7.14 용도 형성:
4.2.7.15 용도 형성:
4.2.7.16 용도 형성:
4.2.7.17 용도 형성:
4.2.7.18 용도 형성:
4.2.7.19 용도 형성:
4.2.7.20 용도 형성:
4.2.7.21 용도 형성:
4.2.7.22 용도 형성:
4.2.7.23 용도 형성:
4.2.7.24 용도 형성:
4.2.7.25 용도 형성:
4.2.7.26 용도 형성:
4.2.7.27 용도 형성:
4.2.7.28 용도 형성:
4.2.7.29 용도 형성:
4.2.7.30 용도 형성:
4.2.7.31 용도 형성:
4.2.7.32 용도 형성:
4.2.7.33 용도 형성:
4.2.7.34 용도 형성:
4.2.7.35 용도 형성:
4.2.7.36 용도 형성:
4.2.7.37 용도 형성:
4.2.7.38 용도 형성:
4.2.7.39 용도 형성:
4.2.7.40 용도 형성:
4.2.7.41 용도 형성:
4.2.7.42 용도 형성:
4.2.7.43 용도 형성:
4.2.7.44 용도 형성:
4.2.7.45 용도 형성:
4.2.7.46 용도 형성:
4.2.7.47 용도 형성:
4.2.7.48 용도 형성:
4.2.7.49 용도 형성:
4.2.7.50 용도 형성:
4.2.7.51 용도 형성:
4.2.7.52 용도 형성:
4.2.7.53 용도 형성:
4.2.7.54 용도 형성:
4.2.7.55 용도 형성:
4.2.7.56 용도 형성:
4.2.7.57 용도 형성:
4.2.7.58 용도 형성:
4.2.7.59 용도 형성:
4.2.7.60 용도 형성:
4.2.7.61 용도 형성:
4.2.7.62 용도 형성:
4.2.7.63 용도 형성:
4.2.7.64 용도 형성:
4.2.7.65 용도 형성:
4.2.7.66 용도 형성:
4.2.7.67 용도 형성:
4.2.7.68 용도 형성:
4.2.7.69 용도 형성:
4.2.7.70 용도 형성:
4.2.7.71 용도 형성:
4.2.7.72 용도 형성:
4.2.7.73 용도 형성:
4.2.7.74 용도 형성:
4.2.7.75 용도 형성:
4.2.7.76 용도 형성:
4.2.7.77 용도 형성:
4.2.7.78 용도 형성:
4.2.7.79 용도 형성:
4.2.7.80 용도 형성:
4.2.7.81 용도 형성:
4.2.7.82 용도 형성:
4.2.7.83 용도 형성:
4.2.7.84 용도 형성:
4.2.7.85 용도 형성:
4.2.7.86 용도 형성:
4.2.7.87 용도 형성:
4.2.7.88 용도 형성:
4.2.7.89 용도 형성:
4.2.7.90 용도 형성:
4.2.7.91 용도 형성:
4.2.7.92 용도 형성:
4.2.7.93 용도 형성:
4.2.7.94 용도 형성:
4.2.7.95 용도 형성:
4.2.7.96 용도 형성:
4.2.7.97 용도 형성:
4.2.7.98 용도 형성:
4.2.7.99 용도 형성:
4.2.8 구치부 수복:
4.2.8.1 용도 형성:
4.2.8.2 용도 형성:
4.2.8.3 용도 형성:
4.2.8.4 용도 형성:
4.2.8.5 용도 형성:
4.2.8.6 용도 형성:
4.2.8.7 용도 형성:
4.2.8.8 용도 형성:
4.2.8.9 용도 형성:
4.2.8.10 용도 형성:
4.2.8.11 용도 형성:
4.2.8.12 용도 형성:
4.2.8.13 용도 형성:
4.2.8.14 용도 형성:
4.2.8.15 용도 형성:
4.2.8.16 용도 형성:
4.2.8.17 용도 형성:
4.2.8.18 용도 형성:
4.2.8.19 용도 형성:
4.2.8.20 용도 형성:
4.2.8.21 용도 형성:
4.2.8.22 용도 형성:
4.2.8.23 용도 형성:
4.2.8.24 용도 형성:
4.2.8.25 용도 형성:
4.2.8.26 용도 형성:
4.2.8.27 용도 형성:
4.2.8.28 용도 형성:
4.2.8.29 용도 형성:
4.2.8.30 용도 형성:
4.2.8.31 용도 형성:
4.2.8.32 용도 형성:
4.2.8.33 용도 형성:
4.2.8.34 용도 형성:
4.2.8.35 용도 형성:
4.2.8.36 용도 형성:
4.2.8.37 용도 형성:
4.2.8.38 용도 형성:
4.2.8.39 용도 형성:
4.2.8.40 용도 형성:
4.2.8.41 용도 형성:
4.2.8.42 용도 형성:
4.2.8.43 용도 형성:
4.2.8.44 용도 형성:
4.2.8.45 용도 형성:
4.2.8.46 용도 형성:
4.2.8.47 용도 형성:
4.2.8.48 용도 형성:
4.2.8.49 용도 형성:
4.2.8.50 용도 형성:
4.2.8.51 용도 형성:
4.2.8.52 용도 형성:
4.2.8.53 용도 형성:
4.2.8.54 용도 형성:
4.2.8.55 용도 형성:
4.2.8.56 용도 형성:
4.2.8.57 용도 형성:
4.2.8.58 용도 형성:
4.2.8.59 용도 형성:
4.2.8.60 용도 형성:
4.2.8.61 용도 형성:
4.2.8.62 용도 형성:
4.2.8.63 용도 형성:
4.2.8.