

Bij kamertemperatuur boven 23°C/73°F en relatieve luchtvochtigheid boven 55% wordt de uitharding versneld.

Verwijderen van overmaat

- De overmaat na het verstrijken van de uithardingsijd met een instrument wegsteken.

Na het cementeren

- De sulcus van de behandelde elementen en de omringende gebieden zorgvuldig controleren en evt. achtergebleven cementresten verwijderen.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bij 15–25°C/59–77°F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

Gebruikersinformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKEL ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie december 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

Η κονία RelyX™ Temp NE είναι μία αυτοπολυμεριζόμενη κονία χωρίς ευγενόλη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή συγκόλληση προσθετικών αποκαταστάσεων. Με την πρόσμιξη βαζελίνης είναι δυνατόν να μειωθεί η τελική σκληρότητα της κονίας, για να διευκολύνεται π.χ. η αφαίρεση γεφυρών. Η κονία RelyX Temp NE **δεν** επηρεάζει τον πολυμερισμό των υλικών από συνθετες ρητίνες που χρησιμοποιούνται για εμφράξεις και συγκολλησεις και ενδείκνυται ιδιαίτέρως για ασθενείς με υπερευαίσθησία στην ευγενόλη.

☞ Οι παρούσες πληροφορίες χρήσεως πρέπει να φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.

Ενδείξεις εφαρμογής

- Προσωρινή συγκόλληση προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων.
- Προσωρινή συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.
- Στερέωση στεφανών και γεφυρών σε στηρίγματα εμφυτεύματος

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Για τους ασθενείς

Η πάστα του καταλύτη περιέχει ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ευαίσθητων ατόμων. Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστήμνή αλλεργία στο κολοφώνιο και τα παράγωγά του.

Ξεπλύνετε με άφθονο νερό σε περίπτωση εκτενούς επαφής με τους βλεννογόνους του στόματος. Εάν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, απομακρύνετε το προϊόν και μη το χρησιμοποιήσετε ξανά, ζητήστε ενδοχρόνιως τη συμβουλή ειδικού γιατρού.

Για το οδοντιατρικό προσωπικό

Η πάστα του καταλύτη περιέχει ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα ευαίσθητων ατόμων. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων αποφεύγετε την επαφή με αυτό το υλικό, και ιδιαίτερα την έκθεση σε απολυμριστο υλικό. Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα.

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και η εφαρμογή της τεχνικής «μη-επαφή». Σε περίπτωση επαφής με την πάστα του καταλύτη βγάλτε αμέσως τα προστατευτικά γάντια και καταστρέψτε τα. Πλύνετε αμέσως τα χέρια με νερό και σαπούνι και φορέστε καινούργια προστατευτικά γάντια. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο www.mmm.com ή ερχόμενοι σε επαφή με την τοπική θυγατρική εταιρεία.

Προστασία πολυρού
Όταν πρόκειται για βαθιές κοιλότητες, εφαρμόστε τα συνήθη μέτρα προστασίας του πολυρού που απαιτούνται για μια προσωρινή συγκόλληση.

Δοσολογία και ανάμιξη

Η επεξεργασία του RelyX Temp NE συνιστάται σε θερμοκρασία δωματίου στους 18–23°C (64–73°F) βαθμούς και σε 45–55% σχετική υγρασία ατμόσφαιρας.

- Δοσολογήστε το ίδιο μήκος πάστας βάσεως και καταλύτη πάνω σ’ ένα μπλοκ ανάμιξης.
 - Με υπερδοσολογία του καταλύτη αυξάνεται η ισχύς του δεσμού και παρατείνεται ο χρόνος επεξεργασίας.
 - Κλείστε τα σωληνάρια προσεκτικά αμέσως μετά από κάθε χρήση. Μην υπερδέυετε τα πώματα των σωληναρίων, για να αποφευχθεί η αποσκλήρυνση της πάστας στο σωληνάριο λόγω τυχόν υπολειμμάτων πάστας.
- Για την ευκολότερη απομάκρυνση είναι δυνατό να ελαττωθεί η τελική σκληρότητα της κονίας με την προσθήκη βαζελίνης, π.χ. σε μόνιμες γέφυρες. Ταυτοχρόνως παρατείνεται ο χρόνος επεξεργασίας.
 - Δοσολόγηση: Ανά 1 cm μήκους βάσης (172 mg) και καταλύτη (78 mg) προσθέστε το μέγιστο 42 mg βαζελίνης (ισοότητα μεγέθους ρακίς).
- Αναμίξτε τις πάστες με μία μεταλλική ή πλαστική σπάθη πολύ καλά για 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να επιτύχετε μια ομοιογενή σύσταση.

Εφαρμογή

- Πριν από τη συγκόλληση καθαρίστε τις επιφάνειες της κοιλότητας με ψεκασμό νερού και στεγνωστε τις. Υπολείμματα νερού και αλκοόλης εντός της κοιλότητας επιταχύνουν την πήξη.
- Απλώστε ένα λεπτό στρώμα της κονίας στην επιφάνεια που προορίζεται για συγκόλληση και τοποθετήστε την αποκατάσταση πιέζοντας ελαφρά.

Χρόνοι

Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23°C (73°F) βαθμούς ισχύουν οι εξής χρόνοι:

		Με τη μέγιστη ποσότητα βαζελίνης	
	λεπτά:δευτερόλεπτα	λεπτά:δευτερόλεπτα	
Ανάμιξη	0:30	0:30	
Επεξεργασία από την αρχή της ανάμιξης	1:30	2:30	
Πήξη από την αρχή της ανάμιξης	3:30	4:00	

Σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 23°C (73°F) βαθμούς και σε σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας πάνω από 55% επιταχύνεται η πήξη.

Αφαίρεση περισσειας

- Αφαιρέστε τις περισσειες με ένα εργαλείο μετά την πάροδο του χρόνου πήξης.

Μετά τη συγκόλληση

- Ελέγξτε προσεκτικά την ουλοδοντική σχισμή των επεξεργασμένων δοντιών και τις γύρω περιοχές και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κονίας που παρέμειναν.

Αποθήκευση και χρόνος λήξης

Να αποθηκευτεί το προϊόν σε θερμοκρασίες από 15–25°C/ 59–77°F.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης του.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένα άτομο ή άλλος φορέας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Εγγύηση

Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχρέωση της 3M Deutschland GmbH θα είναι η επίσκευή η αντικατάσταση του προϊόντος 3M Deutschland GmbH.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχαια ή ζημία προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικεμεινικής ευθύνης.

Κατάσταση πληροφοριών Δεκέμβριος 2011

SV SVENSKA

Produktbeskrivning

RelyX™ Temp NE är ett eugenolfritt, självhårdande cement för provisorisk fastsättning av protetiska arbeten. Genom tillsats av vaselin kan cementets slutliga hårdhet minskas för till exempel enklare avlägsnande av broarbeten. RelyX Temp NE påverkar **inte** polymerisationen av kompositbaserade fyllnings- och festsättningsmaterial och lämpar sig speciellt för patienter, som är överkänsliga mot eugenol.

☞ Spara den här informationen under produktens hela användningstid.

Användningsområden

- Temporär festsättning av provisorier.
- Temporär festsättning av kronor, broar, inlays och onlays.
- Cementering av kronor och broar på implantatdistanser

Försiktighetsåtgärder

För patienterna

Katalysatorpastan innehåller ämnen som vid hudkontakt kan förorsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Undvik att använda den här produkten på patienter med känd allergi mot kolofonium och dess derivat. Vid långvarig kontakt med munnsens slimhinna, spola med mycket vatten. Avlägsna produkten om det skulle uppstå allergiska reaktioner och använd den inte på patienten igen. Konsultera läkare vid behov.

För dentalpersonalen

Katalysatorpastan innehåller ämnen som vid hudkontakt kan förorsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Undvik kontakt med det här materialet, särskilt med material som inte har härdat klart, för att minska risken för allergiska reaktioner. Tvätta genast med tvål och vatten vid oavsiktlig hudkontakt med materialet. Vi rekommenderar att använda skyddshandskar och en beröringsfri arbetsteknik. Ta av skyddshandskarna och kasta dem direkt, om de har varit i kontakt med katalysatorpastan. Tvätta genast händerna med tvål och vatten och ta sedan på nya skyddshandskar.

Konsultera läkare vid behov om det uppstår allergiska reaktioner.

3M säkerhetsdatablad finns att hämta på www.mmm.com eller hos dinlokala återförsäljare.

Pulpaskydd

Använd vid djupa kaviteter det för en provisorisk fastsättning vanliga pulpaskyddet.

Dosering och blandning

Bearbeta RelyX Temp NE i 18–23 °C rumstemperatur och i 45–55 % relativ luftfuktighet.

- Dosera lika långa strängar baspasta och katalysator på ett blandningsblock.
 - Genom överdosering av katalysator ökas vidhäftningsförmågan och förlängs bearbetningstiden.
 - Tillslut tuberna noggrant efter användning. Förväxla inte tubhattarna för att undvika att pastan på grund av kontaminering härdar i tuben.
- För att underlätta borttagandet vid t ex temporär cementering av färdiga broar, kan cementets slutliga hårdhet minskas genom tillsats av vaselin. Samtidigt förlängs bearbetningstiden.
 - Dosering: Tillsätt maximalt 42 mg vaselin (linstor mängd) per cm sträng-längd av baspasta (172 mg) och katalysator (78 mg).
- Blandd pastorna grundligt i 30 s med hjälp av en metall- eller plastspatel, tills en homogen konsistens uppnåtts.

Applicering

- Rengör kavitetsytan med vattensprej och torka före cementeringen. Vatten- och alkoholrester i kaviteten påskyndar hårdningen.
- Påför ett tunt cementskikt på den yta, som skall cementeras, och sätt det protetiska arbetet på plats med ett lätt tryck.

Tider

Vid 23 °C/73 °F rumstemperatur gäller följande tider:

		Med max mängd vaselin	
	min:s	min:s	
Blandning	0:30	0:30	
Arbets tid efter blandningsstart	1:30	2:30	
Hårdning efter blandningsstart	3:30	4:00	

Vid rumstemperaturer över 23 °C och rel. luftfuktighet över 55 % påskyndas hårdningen.

Avlägsnande av överskott

- Vid stelningstidens slut avlägsnas överskottet med hjälp av ett instrument.

Efter cementeringen

- Kontrollera de behandlade tändernas sulcus och de närliggande områdena noga; ta vid behov bort kvarblivna cementrester.

Förvaring och hållbarhet

Förvara produkten i 15–25 °C.

Använd inte produkten efter utgångsdatum.

Kundinformation

Ingen här tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den informa-tion som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbHs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedyrad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Informationsutgåva, december 2011

FI SUOMI

Tuotekuvaus

RelyX™ Temp NE on eugenoliton kemiallisokovetteinen sementti epäsuorasti valmistettujen restauraatioiden väliaikaiseen kiinnittämiseen. Sementin loppukovuutta voi vähentää lisäämällä vaseliinia, jolloin esim. silat saadaan irrotettua helpommin. RelyX Temp NE:llä ei ole vaikutusta yhdistelmämuovituotte- ja kiinnitysmateriaalien polymerisaatioon ja se soveltuu erityisesti potilaille, jotka ovat allergisia eugenolille.

☞ Nämä käyttöohjeet tulee säilyttää tuotteen koko käytön ajan.

Käyttöalueet

- Väliaikaisten restauraatioiden kiinnittäminen.
- Kruunujen, siltojen, inlayden ja onlayden väliaikainen kiinnittäminen.
- Siltojen ja kruunujen kiinnitys implanttien abutmenteille

Varotoimenpiteet

Potilaille

Katalysaattoripasta sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa herkistyvillä henkilöillä iholle joutuessaan allergisia reaktioita. Vältä tämän tuotteen käyttöä sellaisilla potillailla, joilla tiedetään olevan allergisia kolofonille ja sen johdannaisille. Pitkäaikaisen limakalvokontaktin jälkeen huuhtele alue välittömästi runsaalla vedellä. Jos allergisia oireita esiintyy, tuotteen käyttö tulee keskeyttää ja tuote poistaa suusta kokonaan. Tarvittaessa ota yhteys lääkäriin.

Hoitohenkilökunnalle

Katalysaattoripasta sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa herkistyvillä henkilöillä allergisia oireita joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Allergisten reaktioiden riski vähenee, jos välttää altistumista näille materiaaleille. Erityisesti on vältettävä altistumista kovettumattomalle pastalle. Jos aineita joutuu vahingoissa iholle, pese alue välittömästi saippualla ja vedellä. Suosittelemme suojäkäsineiden käyttöä ja työskentelytekniikkaa, jossa ihokontakti on eliminoitu. Jos materiaalia joutuu käsiinelle, poista ne. Pese kädet välittömästi saippualla ja vedellä sekä vaihda uudet käsineet. Jos allergisia oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin.

3M Käyttöturvatiiedotteet (KTT) voidaan tilata osoitteesta www.mmm.com tai Suomen tytäryhtiöstä.

Pulpan suojaus

Käytä syvissä kaviteeteissa väliaikaiseen kiinnitykseen soveltuvaa tavallista pulpansuojaa.

Annostelu ja sekoittaminen

RelyX Temp NE -tuotetta käytetään 18–23 °C huoneenlämmössä ilmakehsteuden ollessa 45–55 %.

- Annostele saman verran peruspastaa ja katalysaattoria sekoituslehtiille.
 - Katalysaattorin liika annostelu lisää kiinnittyvyyttä ja pidentää työskentelyaika.
 - Sulje putki(t) huolellisesti välittömästi annostelun jälkeen. Älä sekoita putkioiden korkkeja keskenään, pastojen riskokontaminaation aiheuttaman kovettumisen estämiseksi.
- Helpompaa poistaa varten, esim. lopullisilla silloilla, voidaan sementin loppukovuutta heikentää vaseliinia lisäämällä. Samalla työstettyväysaika pitenee.
 - Annostelu: Lisää vaseliinia korkeintaan 42 mg (vähäa hemeenkokoinen määrä) per 1 cm peruspastaa (172 mg) ja per 1 cm katalysaattoria (78 mg).
- Sekoita pastat metalli- tai muovilastalla 30 sekunnin sisällä homogeeniseksi seokseksi.

Käyttö

- Puhdista ennen sementointia kaviteettien pinnat vesisulkuheella ja kuivaa. Vedden ja alkoholin jäämät nopeuttavat kovettumista kaviteeteissa.
- Annostele sementtoittavalle pinnalle ohut kerros sementtiä ja paina työ kevyesti paikalleen.

Ajat

Seuraavat ajat ovat voimassa 23 °C huoneenlämpötilassa.

		Max. vaseliinimäärän kanssa	
	min:sek	min:sek	
Sekoitus	0:30	0:30	
Työskentelyaika sekoituksen alusta laskettuna	1:30	2:30	
Kovettuminen sekoituksen alusta laskettuna	3:30	4:00	

Kovettuminen nopeutuu, kun lämpötila on yli 23 °C ja ilmakehsteus yli 55 %.

Ylimääräisen sementin poistaminen

- Poista ylimääräinen sementti sopivalla instrumentilla sen kovetuttua.

Sementoinnin jälkeen

- Käsiteltävien hampaiden sulkus ja sitä ympäröivät alueet on tarkastettava huolella ja tarvittaessa sementtilylijäämät on poistettava.

Säilytys ja säilyvyys

Säilytä tuotetta 15–25 °C lämpötilassa.

Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Asiakastietoa

Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M Deutschland GmbH sitoutuu vaihtamaan väliaikisii osoitetut tuotteensa uusiin. 3M Deutschland GmbH ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai väilliesesti seuraavaat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoituksensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tietojen anto aika: Joulukuu 2011

DA DANSK

Produktbeskrivelse

RelyX™ Temp NE er en eugenolfri selvhærdende cement til provisorisk cementering af tanderstøtninger. Ved tilsætning af vaseline, fx for nemmere at kunne fjerne broer, kan cementens sluthårdhed reduceres. RelyX Temp NE har **ikke** indflydelse på polymerisationen af resincomenter og kompositfyldningsmaterialer og er især velegnet til patienter, der er overfølsomme over for eugenol.

☞ Denne brugsanvisning skal opbevares, så længe produktet anvendes.

Indikationer

- Temporær cementering af provisorier.
- Temporær cementering af kroner, broer, inlays og onlays.
- Cementering af kroner og broer på implantatubuments

Forholdsregler

Før patienter

Katalysatorpastaen indeholder komponenter, der hos overfølsomme personer kan forårsage allergiske reaktioner ved hudkontakt. Ungdå at anvende dette produkt på patienter med kendt allergi mod kolofonium og derivater af dette. Skyl efter med rigeligt med vand ved længere kontakt med mundslimhinden. Hvis der forekommer allergiske reaktioner, skal produktet fjernes og ikke anvendes igen, konsulter i givet fald en læge.

Før dentalpersonale

Katalysatorpastaen indeholder komponenter, der hos overfølsomme personer kan forårsage allergiske reaktioner ved hudkontakt. For at reducere risikoen for allergiske reaktioner bør kontakt med dette materiale undgås, især kontakt med ikke-hærdet materiale. Hvis produktet får kontakt med huden ved en fejl, vaskes der straks med vand og sæbe. Det anbefales at bruge beskytteshandsker samt en berøringsfri arbejdsteknik. Tag beskytteshandskerne af, og kasser dem hvis de har været i kontakt med katalysatorpastaen. Vask straks hænderne med vand og sæbe, og tag nye beskytteshandsker på. Konsulter en læge ved en allergisk reaktion.

3M sikkerhedsdatablade kan rekvireres på vores hjemmeside www.mmm.com eller hos din lokale afdeling.

Pulpabeskyttelse

Ved dybe kaviteter benyttes den i forbindelse med temporær cementering normale pulpabeskyttelse.

Dosering og blandning

RelyX Temp NE anvendes ved en rumtemperatur på 18–23 °C og 45–55 % rel. luftfugtighed.

- Doser samme strenglængde af basispasta og katalysator på en blandedblok.
 - Ved overdosering af katalysator øges adhesionsøvnem og arbejdstiden.
 - Tuberne lukkes tæt umiddelbart efter brug. Der må ikke byttes om på hætteerne til tuberne for at undgå, at pastaen hærdet i tuben.
- For at gøre den lettere at fjerne, f.eks. i forbindelse med permanente broer, kan cementens sluthårdhed reduceres ved at tilsætte vaseline. Samtidig forlænges arbejdstiden.
 - Dosering: Pr. 1 cm strenglængde basispasta (172 mg) og katalysator (78 mg) tilsættes maks. 42 mg vaseline (linsestor mængde).
- Pastaerne blandes grundigt i 30 sek. med en spatel af metal eller plast, indtil der opnås en homogen konsistens.

Applicering

- Før cementeringen skal kavitetsoverfladerne rengøres med vandspray og tørres. Vand- og alkoholrester i kaviteten fremskynder afbindingen.