

AR

VALO® ملحقات

ВАЛИ светови
ВАЛИ® је светови са обликом и функцијом који омогућавају брзо и прецизно осветљавање зуба. Може се користити са свим световима VALO®. ВАЛИ® је светови који се користи са свим световима VALO®. ВАЛИ® је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® PointCure
VALO® PointCure је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® Endo Guide Tip
VALO® Endo Guide Tip је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® Proximal Lens
VALO® Proximal Lens је светови који се користи са свим световима VALO®.

TH

VALO® อุปกรณ์เสริม

VALO® Light Shield
VALO® Light Shield је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® PointCure
VALO® PointCure је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® Endo Guide Tip
VALO® Endo Guide Tip је светови који се користи са свим световима VALO®.

VALO® Proximal Lens
VALO® Proximal Lens је светови који се користи са свим световима VALO®.

KO

VALO® 액세서리

VALO Light Shield (차광막)
VALO Light Shield (차광막)은 VALO® Light Shield (차광막)을 사용하여 VALO® Light Shield (차광막)을 사용할 수 있습니다.

VALO PointCure Lens (렌즈)
VALO PointCure Lens (렌즈)은 VALO® PointCure Lens (렌즈)을 사용하여 VALO® PointCure Lens (렌즈)를 사용할 수 있습니다.

VALO Endo Guide Tip (안침술 가이드)
VALO Endo Guide Tip (안침술 가이드)은 VALO® Endo Guide Tip (안침술 가이드)을 사용하여 VALO® Endo Guide Tip (안침술 가이드)를 사용할 수 있습니다.

VALO Proximal Lens (렌즈)
VALO Proximal Lens (렌즈)은 VALO® Proximal Lens (렌즈)을 사용하여 VALO® Proximal Lens (렌즈)를 사용할 수 있습니다.

ZH

VALO® Accessories

VALO 遮光罩
VALO 遮光罩 (VALO Light Shield)은 VALO® Light Shield (차광막)을 사용하여 VALO® Light Shield (차광막)을 사용할 수 있습니다.

VALO PointCure Lens (렌즈)
VALO PointCure Lens (렌즈)은 VALO® PointCure Lens (렌즈)을 사용하여 VALO® PointCure Lens (렌즈)를 사용할 수 있습니다.

VALO Endo Guide Tip (안침술 가이드)
VALO Endo Guide Tip (안침술 가이드)은 VALO® Endo Guide Tip (안침술 가이드)을 사용하여 VALO® Endo Guide Tip (안침술 가이드)를 사용할 수 있습니다.

VALO Proximal Lens (렌즈)
VALO Proximal Lens (렌즈)은 VALO® Proximal Lens (렌즈)을 사용하여 VALO® Proximal Lens (렌즈)를 사용할 수 있습니다.

TR

VALO® Aksesuarlar

VALO Işık Siperi
VALO Işık Siperi oval şekildedir ve maksimum yönsel koruma için döndürülebilir. Siper saydam bir bariyer manşon ile birlikte veya olmadan kullanılabilir.

VALO PointCure Lens (Lens)
VALO PointCure Lens (Lens) oval şekildedir ve maksimum yönsel koruma için döndürülebilir. Siper saydam bir bariyer manşon ile birlikte veya olmadan kullanılabilir.

VALO Endo Guide Tip (Anınelim Tipi)
VALO Endo Guide Tip (Anınelim Tipi) oval şekildedir ve maksimum yönsel koruma için döndürülebilir. Siper saydam bir bariyer manşon ile birlikte veya olmadan kullanılabilir.

VALO Proximal Lens (Lens)
VALO Proximal Lens (Lens) oval şekildedir ve maksimum yönsel koruma için döndürülebilir. Siper saydam bir bariyer manşon ile birlikte veya olmadan kullanılabilir.

PL

VALO® Akcesoria

Osłona lampy VALO
Ekran ochronny lampy VALO posiada kształt owalny, w formie białej i może porównywać do osłony maksymalnej ochrony w żądanym kierunku.

Osłona lampy może być używana wraz z przezroczystą osłonką bariery lub bez niej.
Osłona lampy może być używana wraz z przezroczystą osłonką bariery lub bez niej.

Czyszczenie osłony lampy
Osłonę należy czyścić na zimno przy użyciu dowolnego środka do czyszczenia powierzchniowego. Nie dezynfekować w autoklawie.

Środki ostrożności
Zawsze w czasie naświetlania należy mieć założone okulary ochronne o barwie burzystynowej. Soczewka punktowa VALO PointCure Przeznaczenie:
• Wykazywanie wstępne licówek i koron wykonanych w całości z porcelany
• Wklejanie wkładów endodontycznych wzmocnianych włóknami
• Diagnostyczne przświetlanie zębą światłem Soczewka VALO PointCure koncentruje strumień światła do plamki o średnicy 2,5 mm. Jest to rozmiar idealny do wstępnego mocowania licówek i koron w pełni porcelanowych.

RU

VALO® Аксессуары

Светови щит VALO
Защитный фотозанр VALO Light Shield выполнен в форме овала и может поворачиваться для обеспечения максимальной защиты в любом направлении света. Щит может использоваться как с прозрачным барьером чехлом, так и без него.

Очистка светового щита
Дезинфицируйте светови щит в холодном виде, с использованием любого средства для дезинфекции. Не обрабатывайте в автоклаве.

Меры предосторожности
Всегда пользуйтесь очками для безопасности, окрашенными в янтарный цвет, во время работы элемента для полимеризации.
Линза VALO PointCure
Использование:
• Обработка фарфоровых фасеток и коронок
• Диагностика эндодонтических волоконных штифтов
• Диагностическая транс-иллюминация зубов
Линза VALO PointCure концентрирует свет в аппаратуре 2,5 мм. Это идеально подходит для работы с фасетками и фарфоровыми коронками.
«Щит фасеток, воспользуйтесь режимом Высокого напряжения (1-секундным временным интервалом, что позволяет практику обработать центр фасетки или коронки, после чего очистите необработанные излишки материала вокруг границ. После очистки границ, обработайте восстановленную структуру с использованием полномасштабной линзы для обработки.»

Для фарфоровых коронок, поместите элемент для полимеризации на окклюзионную поверхность и обработайте при режиме Высокого напряжения в течение не менее 2 секунд.
Для штифтов, которые передают свет, введите штифт в канал, предварительно заполненный цементом, после чего поместите линзу на VALO и непосредственно на верхнюю штифта, после чего направьте луч света внутрь и через штифт. Рекомендации: Обрабатывайте через штифт в течение 20 секунд с использованием режима Стандартного напряжения. Если вы используете непрозрачный или темно окрашенный цемент, может понадобится второй цикл обработки.
Линза PointCure также может использоваться для транс-иллюминации зубов для диагностики переломов, трещин или дефектов в зубах путем освещения зубов с языковой и смотровой стороны. Рекомендации: Используйте режим Стандартного напряжения, который обеспечивает вам 20 секунд освещения.
Линзы ProxiBall
Поддерживает матрицу и устанавливает вынужденный проксимальный контакт до световой полимеризации и в ее течение.
Линзы TransLume
Окрашенные в неоновые цвета линзы, которые похожи на линзы «точечной обработки», обеспечивают световое излучение большей длины волны для просвечивания зубов, что помогает в определении трещин, переломов, дефектов и др. Не используйте линзы TransLume для полимеризации. Направляющий эндю наконецник (Endo Guide Tip)
Первый СИД с направляющим эндю наконецником (патент в процессе оформления) для ретроиллюминации и других обработок в узких местах.
Светофильтр невидимого спектра
Используется для обнаружения люминесцентных частиц в различных стоматологических композитах.
Очистка линз
Дезинфицируйте линзы в холодном виде, с использованием любого средства для дезинфекции. Не обрабатывайте в ультразвуковой бане для очистки линз. Не используйте автоклавы.

RU

VALO® Аксессуары



EN- Recycle
DE- Recyceln
FR- Recycler
NL- Recyclen
IT- Riciclare
ES- Reciclar
PT- Reciclar
SV- Återvinna
DA- Genbruge
FI- Kierrättää
NO- Resirkulere
EL- Ανακυκλώστε το
RU- Утилизировать
PL- Oddać do recyklingu
TR- Geri dönüştürün
AR- قم بإعادة التدوير
KO- 재활용
ZH- 回收
TH- รีไซเคิล

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.

VALO® Accessories

Ultradent Products GmbH
Am Westhober Berg 30
51149 Cologne Germany

Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
535 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

9500.08 050416

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.